


Installationsanleitung für Schulungsprogramme auf Adobe-AIR-Basis

Für Windows 10

Für die Installation von Adobe AIR und der Adobe AIR-Anwendung benötigen Sie Administrationsrechte. Laden Sie die Datei *RenalAWARE.zip* herunter und entpacken Sie sie. Evtl. erscheint folgender Dialog:




Klicken Sie auf „Alle extrahieren“.

Nach dem Entpacken des Download-Paketes finden Sie im Verzeichnis „Für Computer“ das Verzeichnis AdobeAIR mit den Installationsprogrammen *AdobeAIR.exe* (für Windows) und *AdobeAIR.dmg* (für macOS) sowie das Schulungsprogramm *RenalAWARE.air*.


Starten Sie zuerst *AdobeAIR.exe* und folgen Sie den Installationsanweisungen. Wenn die aktuelle Version von AdobeAIR bereits installiert ist, kann dieser Schritt entfallen..

Starten Sie danach die Datei *RenalAWARE.air*, um das Schulungsprogramm zu installieren.

Während der Installation von *RenalAWARE.air* erscheint der Dialog:



Klicken Sie auf „Installieren“.



Wählen Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf „Weiter“.

Nach erfolgreicher Installation startet das Programm *RenalAWARE*. Informationen für die Benutzung finden Sie in der Benutzungsanleitung.